

Provtagning spannmål, trindsäd skörd 2026

Vi har NIR-mätare på Teknosanfabriken i Vänersborg och den använder vi oss av för att mäta råprotein och vattenhalt.

Vi kan inte analysera blandspannmål eller malda prover på ett bra sätt, därför är det bäst med sortrena spannmål och trindsädsprover.

Vi kommer använda Postnords förfrankerade påsar, om det inte passar att jag kommer förbi och hämtar proven.

Fyll plastpåsarna fulla men stäng dem noga, 3 små påsar/ postpåse.

Märk varje påse med

- **Namn**
- **Gård**
- **Sort**
- **Silo / fält**

Ring om det finns funderingar eller om ni vill ha fler påsar.

// Karin Strålman



Karin Strålman

Fodersäljare Spannfod AB, Teknosan AB

Mobil 0733 552818

E-post karin.stralman@spannfod.se



